

FICHA TECNICA DE OXIMEN Sol. 3% (Solución cutánea)

OXIMEN®

AGUA OXIGENADA NEUTRA ESTABILIZADA DE 10 VOL. 250 ml

AGUA OXIGENADA NEUTRA ESTABILIZADA DE 10 VOL. 500 ml

COMPOSICIÓN

Solución de Peróxido de Hidrógeno al 3%

INDICACIONES

· Limpieza y desinfección de heridas, taponamiento de hemorragias nasales, reblandecimiento de apósitos y vendajes.

Úsese sin diluir.

· Infecciones de boca y garganta, extracciones dentales. Cuidados de la piel: eliminación de espinillas y barros, quemaduras de sol. Diluida al 50% en agua.

· Higiene íntima. Diluida al 30% en agua.

PRECAUCIONES:

· No aplicar en los ojos.

· Manténgase fuera del alcance de los niños.

CONTENIDO 250 y 500 ml.

NO INGERIR. USO EXTERNO. SIN RECETA MÉDICA

Fabricante:

LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A.

Avda Gran Capitá, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Titular:

LAB. FARM. ORRAVAN, S.L.

Avda. Gran Capitá, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

C.N. 992420 E.F.P.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios